



RANGE FOLDER

Alcons kontaktlins-
och linsvårdsprodukter

PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE™

Alcon A Novartis
Division

DAILIES® – ENDAGSLINSER MED GRADERAT VATTENINNEHÅLL

Bekväma hela dagen • Ett nytt, fräscht par varje dag • Ett brett urval för många former av synfel



DAILIES® TOTAL1®

Den första silikonhydrogelkontaktlinser med graderat vatteninnehåll som ökar från 33 procent i linsens kärna till över 80 procent i linsens yta.¹

Syregenomsläpplighet Dk/t = 156 vid -3,00 D.

Komfort hela dagen – från morgon till kväll.

Parametrar BC/DIA	8,5 / 14,1 mm
Optisk zon	8,1 mm
Centrumtjocklek	0,09 mm @ -3,00 D
Styrkor (steg)	+0,50 till +6,00 D (0,25 D) – –0,50 till –6,00 D (0,25 D) – –6,50 till –12,00 D (0,50 D) –
Komfortteknik	Water gradient Technology
Användningstid	1 dag
Material	Delefilcon A
Dk	140
Dk/t	156 @ -3,00 D
Godkännande	FDA, CE
Vatteninnehåll	Ytskikt över 80 %, kärna 33 %
Förpackningsstorlek	5 (provlinser), 30, 90, 180
Hanteringsfärg	Ljusblå

DAILIES® TOTAL1® Multifocal

Den första silikonhydrogelkontaktlinser med graderat vatteninnehåll som ökar från 33 procent i linsens kärna till över 80 procent i linsens yta.¹

Syregenomsläpplighet Dk/t = 156 vid -3,00 D.

Komfort hela dagen – från morgon till kväll.

Parametrar BC/DIA	8,5 / 14,1 mm
Optisk zon	8,1 mm
Centrumtjocklek	0,09 mm @ -3,00 D
Styrkor (steg)	+3,00 till –6,00 D (0,25 D) +6,00 till –10,00 D (0,25 D)*
ADD-styrkor	LO, MED, HIGH
Komfortteknik	Water gradient Technology
Användningstid	1 dag
Material	Delefilcon A
Dk	140
Dk/t	156 @ -3,00 D
Godkännande	FDA, CE
Vatteninnehåll	Ytskikt över 80 %, kärna 33 %
Förpackningsstorlek	5 (provlinser), 30, 90, 180
Hanteringsfärg	Ljusblå

*Utvidgade parametrar som kommer att vara tillgängliga omedelbart efter lanseringen.

1. Thekveli S., Qui Y, Kapoor Y, et al. Structure-property relationship of delefilcon A lenses. Cont Lens Anterior Eye. 2012;35(Supp1):e14.

DAILIES® – ENDAGSLINSER MED BLINKAKTIVERAD ÅTERFUKTNING

Bekväma hela dagen • Ett nytt, fräscht par varje dag • Ett brett urval för många former av synfel



DAILIES® AquaComfort Plus®

Trippelverkande, fuktgivande effekt vid varje blinkning ger god komfort vid insättning, under hela dagen samt vid dagens slut.

Ultratunn kant gör linsen bekväm och enkel att sätta in.

Parametrar BC/DIA	8,7 / 14,0 mm
Optisk zon	7,8 mm
Centrumtjocklek	0,10 mm @ -3,00 D
Styrkor (steg)	-0,50 till -6,00 D (0,25 D) -6,50 till -15,00 D (0,50 D) +0,50 till +8,00 D (0,25 D)
Komfortteknik	Unikt, blinkaktiverat fuktsystem
Användningstid	1 dag
Material	Nelfilcon A
Dk	26
Dk/t	26 @ -3,00 D
Godkännande	FDA, CE
Vatteninnehåll	69 %
Förpackningsstorlek	5 (provlinsor), 30, 90, 180
Hanteringsfärg	Ljusblå

DAILIES® AquaComfort Plus® Multifocal

Trippelverkande, fuktgivande effekt vid varje blinkning ger god komfort vid insättning, under hela dagen samt vid dagens slut.

Precision Profile-utformningen ger linsen en smidig övergång mellan styrkorna från nära håll till mellanavstånd och långt avstånd. Flexibel styrkeprofil tillgodoser olika behov vid presbyopi.

Parametrar BC/DIA	8,7 / 14,0 mm
Optisk zon	7,2-7,8 mm
Centrumtjocklek	0,10 mm @ -3,00 D
Styrkor (steg)	+6,00 till -10,00 D (0,25 D)
ADD-styrkor	LO (≤+1,25), MED (+1,50 till +2,00), HI (+2,25 till +2,50)
Komfortteknik	Unikt, blinkaktiverat fuktsystem
Användningstid	1 dag
Material	Nelfilcon A
Dk	26
Dk/t	26 @ -3,00 D
Godkännande	FDA, CE
Vatteninnehåll	69 %
Förpackningsstorlek	5 (provlinsor), 30, 90
Hanteringsfärg	Ljusblå

DAILIES® AquaComfort Plus® Toric

Trippelverkande, fuktgivande effekt vid varje blinkning ger god komfort vid insättning, under hela dagen samt vid dagens slut. PRECISION CURVE™-utformningen ger hög stabilitet. Dual Thin-zoner utnyttjar blinktrycket för att upprätthålla rotationsstabiliteten.

Parametrar BC/DIA	8,8 / 14,4 mm
Optisk zon	7,5 mm
Centrumtjocklek	0,10 mm @ -3,00 D
Styrkor (trin)	+4,00 till -6,00 D (0,25 D) -6,50 till -8,00 D (0,50 D)
Cylinderstyrkor	-0,75, -1,25, -1,75
Axlar	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
Positionsmarkeringar	Kl. 3 och kl. 9
Kontroll av att linsen är rättvänd	OK
Utformning	Dual thin zones/torisk baksida
Komfortteknik	Unikt, blinkaktiverat fuktsystem
Användningstid	1 dag
Material	Nelfilcon A
Dk	26
Dk/t	26 @ -3,00 D
Godkännande	FDA, CE
Vatteninnehåll	69 %
Förpackningsstorlek	5 (provlinsor), 30, 90
Hanteringsfärg	Ljusblå

AIR OPTIX® – MÅNADSLINSER MED HÖG SYREGENOMSLÄPPLIGHET

- Motverkar beläggningar tack vare en unik, permanent plasmaytteknik
- Material som bevarar linsens fuktighet och minimerar uttorkning
- Högt Dk/t-värde som ger friska, klara ögon⁴
- Ett brett urval för många former av synfel



AIR OPTIX® AQUA

Med Aqua Moisture System för god komfort vid insättning, hela dagen, varje dag.

Högt Dk/t-värde som ger friska, klara ögon.²

Motverkar beläggningar tack vare en unik, permanent plasmaytteknik.

Parametrar BC/DIA	8,6 / 14,2 mm
Optisk zon	8,0 mm
Centrumtjocklek	0,08 mm @ -3,00 D
Styrkor (steg)	-0,25 till -8,00 D (0,25 D) -8,50 till -10,00 D (0,50 D) +0,25 till +6,00 D (0,25 D)
Komfortteknik	SmartShield™ Technology
Användningstid	1 månad. För dagsbruk och dygnetruntruck i upp till 6 dygn
Material	Lotrafilcon B
Dk	110
Dk/t	138 @ -3,00 D
Godkännande	FDA, CE
Vatteninnehåll	33%
Förpackningsstorlek	1 (provlins), 6
Hanteringsfärg	Ljusblå

AIR OPTIX® AQUA Multifocal

Utformad för god synskärpa på nära håll, mellanavstånd och långt avstånd.

3 additionsprofiler för olika stadier av presbyopi.

Med Aqua Moisture System för god komfort vid insättning, hela dagen, varje dag.

Motverkar beläggningar tack vare en unik, permanent plasmaytteknik.

Parametrar BC/DIA	8,6 / 14,2 mm
Optisk zon	7,2-7,8 mm
Centrumtjocklek	0,08 mm @ -3,00 D
Styrkor (steg)	0,00 till -10,00 D (0,25 D) +0,25 till +6,00 D (0,25 D) LO (≤+1,25), MED (+1,50 till +2,00), HI (+2,25 till +2,50)
ADD-styrkor	
Komfortteknik	SmartShield™ Technology
Användningstid	1 månad. För dagsbruk och dygnetruntruck i upp till 6 dygn
Material	Lotrafilcon B
Dk	110
Dk/t	138 @ -3,00 D
Godkännande	FDA, CE
Vatteninnehåll	33%
Förpackningsstorlek	1 (provlins), 6
Hanteringsfärg	Ljusblå

AIR OPTIX® for Astigmatism

Revolutionerande utformning ger stabilitet och likformig rotation.

95 % får rätt lins vid första utprovningen.³

4104 kombinationer som gör att du kan hjälpa 99 % av dina astigmatiska kunder.⁴

Motverkar beläggningar tack vare en unik, permanent plasmaytteknik.

Parametrar BC/DIA	8,7 / 14,5 mm
Optisk zon	7,5 mm
Centrumtjocklek	0,102 mm @ -3,00 D
Styrkor (steg)	0,00 till -6,00 D (0,25 D) -6,50 till -10,00 D (0,50 D) +0,25 till +6,00 D (0,25 D)
Cylinderstyrkor	-0,75, -1,25, -1,75, -2,25
Axlar	10-180° (10°)
Komfortteknik	SmartShield™ Technology
Användningstid	1 månad. För dagsbruk och dygnetruntruck i upp till 6 dygn
Material	Lotrafilcon B
Dk	110
Dk/t	108 @ -3,00 D
Godkännande	FDA, CE
Vatteninnehåll	33%
Förpackningsstorlek	1 (provlins), 6
Hanteringsfärg	Ljusblå

2. Alcon data on file 2008. 3. Alcon data on file 2005.

4. Among astigmatic lens wearers with -0,75 to -2,75D cylinder. Based on the prevalence of refractive errors presenting to U.S. ODs surveyed in 1999 and calculation of residual astigmatism (of <0,62D)

AIR OPTIX® – MÅNADSLINSER MED HÖG SYREGENOMSLÄPPLIGHET

- Motverkar beläggningar tack vare en unik, permanent plasmaytteknik
- Högt Dk/t-värde som ger friska, klara ögon⁴
- Material som bevarar linsens fuktighet och minimerar uttorkning
- Ett brett urval för många former av synfel



AIR OPTIX® HYDRAGLYDE®

AIR OPTIX® plus HydraGlyde® kombinerar SmartShield- och HydraGlyde-teknikerna, vilket ger en yta som både motverkar beläggningar och ger kontaktlinserna ett fuktillskott i början av perioden.

Samma komfort från dag 1 till dag 30.

Parametrar BC/DIA	8,6 / 14,2 mm
Optisk zon / klar zon	8,0 mm
Centrumtjocklek	0,06 mm @ -3,00 D
Styrkor (steg)	+6,00 till -8,00 D (0,25 D) -8,50 till -12,00 D (0,50 D) +6,50 till +8,00 D (0,50 D)

Komfortteknik	SmartShield™ Technology
Användningstid	1 månad. För dagsbruk och dygnetrunkbruk i upp till 6 dygn
Material	Lotrafilcon B
Dk	110
Dk/t	138 @ -3,00 D
Godkännande	FDA, CE
Vatteninnehåll	33%
Förpackningsstorlek	6-pack
Hanteringsfärg	Ljusblå

AIR OPTIX® EX

AIR OPTIX® EX är en kontaktlins som är enkel att hantera tack vare en diameter på 13,8 mm och ett vatteninnehåll på 24 %.

Det höga Dk/t-värdet bidrar till att ögats vita färg och friska utseende bevaras.

SmartShield™-tekniken motverkar beläggningar och bidrar till att göra linsen bekväm från dag 1 till dag 30.

Parametrar BC/DIA	8,4, 8,6/13,8 mm
Optisk zon	8,0 mm
Centrumtjocklek	0,08 @ -3,00 D
Styrkor (steg)	+6,00 till -8,00 D (0,25 D) -8,50 till -10,00 D (0,50 D)

Komfortteknik	SmartShield™ Technology
Användningstid	1 månad. För dagsbruk.
Material	Lotrafilcon A
Dk	140
Dk/t	175 @ -3,00 D
Godkännande	FDA, CE
Vatteninnehåll	24%
Förpackningsstorlek	3-pack
Hanteringsfärg	Ljusblå

AIR OPTIX® – MÅNADSLINSER MED HÖG SYREGENOMSLÄPPLIGHET

- Motverkar beläggningar tack vare en unik, permanent plasmaytbehandling • Högt Dk/t-värde som ger friska, klara ögon⁴
- Unikt material som bevarar linsens fuktighet och minimerar uttorkning • Ett brett urval för många former av synfel



AIR OPTIX® NIGHT & DAY® AQUA

Godkänd av FDA för 30 dygns utökad användning.

Med Aqua Moisture System för god komfort vid insättning, hela dagen, varje dag.

Motverkar beläggningar tack vare en unik, permanent plasmaytbehandling.

Parametrar BC/DIA	8,4, 8,6 / 13,8 mm
Optisk zon	8,0 mm
Centrumtjocklek	0,08 mm @ -3,00 D
Styrkor (steg)	0,00 till -8,00 D (0,25 D) -8,50 till -10,00 D (0,50 D) +0,25 till +6,00 D (0,25 D)
Komfortteknik	SmartShield™ Technology
Användningstid	1 månad. För dagsbruk och dygnetrunkbruk i upp till 30 dygn.
Material	Lotrafilcon A
Dk	140
Dk/t	175 @ -3,00 D
Godkännande	FDA, CE
Vatteninnehåll	24%
Förpackningsstorlek	1 (provlinser), 3, 6
Hanteringsfärg	Ljusblå

AIR OPTIX® COLORS

De första färgade kontaktlinserna med samma funktionalitet som AIR OPTIX® AQUA kontaktlinser.

Med 3-i-1 FreshLook® färgteknik som ger en fin ögonfärg.

Motverkar beläggningar tack vare en unik, permanent plasmaytbehandling.

Finns i 9 färger från diskret förändring till att kraftigt framhäva ögat.

Ingen ny utprovning behövs från AIR OPTIX® AQUA.

Parametrar BC/DIA	8,6 / 14,2 mm
Optisk zon / klar zon	8,0 mm / 5,0 mm
Centrumtjocklek	0,08 mm @ -3,00 D
Styrkor (steg)	0,00 till -6,00 D (0,25 D) -6,50 till -8,00 D (0,50 D) +0,25 D till +6,00 D (0,25 D)
Komfortteknik	SmartShield™ Technology
Användningstid	1 månad. För dagsbruk.
Material	Lotrafilcon B
Dk	110
Dk/t	138 @ -3,00 D
Godkännande	FDA, CE
Vatteninnehåll	33%
Förpackningsstorlek	1 (provlinser), 2
Hanteringsfärg	Ljusblå

LINSVÅRD – EFFEKTIV RENGÖRING OCH ÅTERFUKTNING



OPTI-FREE® PureMoist®

Håller linserna fuktiga i upp till 16 timmar tack vare HydraGlyde® Moisture Matrix.

Tar bort proteinbeläggningar och minskar lipidbeläggningar.

Innehåller POLYQUAD® och ALDOX®, vilket betyder att vätskan uppfyller de strängaste desinfektionskraven från FDA och ISO för linsvätskor.

Användning	Specialt framtagen för dagens moderna silikonhydrogellinser.
Beskrivning	OPTI-FREE® PureMoist® är en modern linsvätska som är anpassad och utprövad på de silikonhydrogellinser som finns idag. Det är kliniskt bevisat att vätskan håller linserna fuktiga i upp till 16 timmar tack vare HydraGlyde® Moisture Matrix. OPTI-FREE® PureMoist® fungerar oberoende av tårfilmen.
Fuktgivande ämne	HydraGlyde® Moisture Matrix + Tetricon® 1304
Rengörande ämne	Citrat
Konservierungsmedel	POLYQUAD® 0,001% och ALDOX® 0,0006%
Instruktioner	Fukta linsen på båda sidorna med OPTI-FREE® PureMoist®. Gnugga linsen i 20 sekunder. Skölj båda sidorna av linsen i 10 sekunder under en jämn stråle vätska. Fyll på linsetuiet med ny vätska så att den täcker linserna och låt linserna ligga i det stängda linsetuiet över natten eller i minst 6 timmar.
Hållbarhet	6 månader i öppnad förpackning.
Förpackningsstorlek	60 ml (start), 90 ml samt 300 ml.

OPTI-FREE® Express®

Håller linserna fuktiga i upp till 8 timmar.

Tar effektivt bort proteinbeläggningar.

Innehåller POLYQUAD® och ALDOX®, vilket betyder att vätskan uppfyller de strängaste desinfektionskraven från FDA och ISO för linsvätskor.

Användning	Alla mjuka kontaktlinser, särskilt hydrogellinser.
Beskrivning	OPTI-FREE® Express® tillför fukt till linserna i upp till 8 timmar.
Fuktgivande ämne	Tetricon® 1304
Rengörande ämne	Citrat
Konservierungsmedel	POLYQUAD® 0,001% och ALDOX® 0,0005%
Instruktioner	Skölj linserna noga på båda sidor (i 5 sekunder) med OPTI-FREE® Express®. Fyll på linsetuiet med ny vätska så att den täcker linserna och låt linserna ligga i det stängda linsetuiet över natten eller i minst 6 timmar.
Hållbarhet	6 månader i öppnad förpackning.
Förpackningsstorlek	60 ml (start), 120 ml samt 355 ml.

AOSEPT® PLUS with HydraGlyde®

Djuprengörande.

Desinfektionsvätska utan konserveringsmedel.

Platinaskiva i linsetuiet som neutraliserar väteperoxiden.

HydraGlyde® Moisture Matrix.

Användning	Alla mjuka kontaktlinser, även silikonhydrogellinser.
Beskrivning	AOSEPT® PLUS med HydraGlyde® är en väteperoxidvätska för grundlig rengöring och desinfektion. Med AOSEPT® PLUS med HydraGlyde® är det inte nödvändigt att gnugga linserna och vätskan innehåller inga konserveringsmedel. Efter neutraliseringen ligger linserna i princip i en saltvattenlösning.
Fuktgivande ämne	HydraGlyde® Moisture Matrix + Pluronic 17R4
Rengörande ämne	Pluronic 17R4 och väteperoxid
Konservierungsmedel	Inga konserveringsmedel.
Instruktioner	Lägg linserna i linskorget och skölj dem i 5 sekunder med AOSEPT® PLUS med HydraGlyde®. Fyll linsetuiet till streckmarkeringen och skruva på locket med linserna i. Vätskan börjar bubbla, vilket den ska göra. Vänta i minst 6 timmar innan du använder linserna igen.
Hållbarhet	3 månader i öppnad förpackning
Förpackningsstorlek	90 ml (start-/reseförpackning) och 360 ml.

OM ALCON

Alcon hjälper människor att se bättre med hjälp av avancerade kirurgiska metoder, läkemedel och synvårdsprodukter. Vi servar ögonspecialister och deras patienter och kunder i mer än 180 länder, når ut till 90 % av världen och hjälper miljoner människor att se världen bättre med klarhet, färger och skönhet. Hos Alcon förbättrar vi synen för att förbättra livet.

BESTÄLL ENKELT PÅ NÄTET MED EASY ONLINE

Bästa kund.

Kom ihåg att du kan beställa linser dygnet runt via Easy Online-systemet.

Då sparar du både tid och pappersarbete. Klicka på länken, logga in på ditt konto och ange din beställning, helt enkelt:

<https://se.easy-myalcon.com>.



KONTAKTA OSS

Om du har frågor om kontaktlinser och kontaktlinsvätskor är vi tillgängliga:

Måndag–fredag: 09.00-17.00

Telefonnr: +46 (0) 31 722 66 10

Faxnr: +46 (0) 31 28 86 26

Mail: order.visioncareSE@alcon.com

Vi vill gärna hjälpa dig!

Alcon®